

# VINTAGE PRO



## Instructions for Use

دفترچه راهنمای



# فهرست

<p>لیرینگ مارجین پرسلن</p> <p>پفت ۱ - مارجین پرسلن</p> <p>پفت ۲ - مارجین پرسلن</p> <p>اپک گذاری</p> <p>اپک BASE</p> <p>اپک اصلی</p> <p>لیرینگ تفصیلی با پرسلن های اپال</p> <p>اپک دنتین / بادی / اپال ترنسلوشن / اپال انسیزال.</p> <p>اصلاح پس از ترمیم.</p> <p>پفت دوم / پفت اپال انسیزال</p> <p>کانتورینگ و آماده سازی برای پفت گلیز</p> <p>پفت گلیز / فینیشینگ</p> <p>پارت (نگبندی)</p> <p>پودر ترمیم / پودر رنگ لئه</p> <p>ADD-ON ترمیم با پودر</p> <p>ترمیم مارجین پرسلن با پودر</p> <p>CPM / CPM FINE</p> <p>پودر رنگ لئه</p> <p>جدول پفت</p> <p>(فع مشکلات</p>	<p>۱۷-۱۸</p> <p>۱۹</p> <p>۲۰-۲۵</p> <p>۲۶</p> <p>۲۷</p> <p>۲۸</p> <p>۲۹-۳۰</p>	<p>VINTAGE PRO</p> <p>کاربرد</p> <p>موارد منع مصرف</p> <p>نکات در مورد استفاده</p> <p>نکات</p> <p>نکهای احتیاطی و هشدارها</p> <p>نگهداری</p> <p>ویژگی های فیزیکی</p> <p>دمای پفت</p> <p>اجزاء سیستم</p> <p>طرامی و آماده سازی فریم</p> <p>طرامی</p> <p>آماده سازی</p> <p>طرامی فریم برای مارجین پرسلن</p> <p>اپک ها</p> <p>اپک فمدیری / اپک پودری</p> <p>راهنمای استفاده از اپک</p> <p>اپک</p> <p>اپک اصلی</p> <p>سیستم لیرینگ</p> <p>لیرینگ استاندارد با پرسلن های اپال</p> <p>لیرینگ تفصیلی با پرسلن های اپال</p> <p>لیرینگ استاندارد با انسیزال های بدون اپالسنس</p> <p>لیرینگ استاندارد با پرسلن های اپال</p> <p>اپک دنتین / بادی / اپال ترنسلوشن / اپال انسیزال.</p> <p>اصلاح پس از ترمیم.</p> <p>پفت دوم / پفت اپال انسیزال</p> <p>کانتورینگ و آماده سازی برای پفت گلیز</p> <p>پفت گلیز / فینیشینگ</p>	<p>۳</p> <p>۴</p> <p>۵</p> <p>۶</p> <p>۷-۸</p> <p>۹</p> <p>۱۰</p> <p>۱۱</p> <p>۱۲-۱۶</p>
---	--	--	--

Vintage PRO با دمای پخت حدوداً ۹۰۰ درجه سانتیگراد، در درجه اول برای فریم های ساخته شده از آلیاژ های غیر گرانیها طراحی شده است. اما می توان برای آلیاژ های PFM گرانیها، نیمه گرانیها و بر پایه پالادیوم در CTE بازه ۱۴.۸ تا ۱۳.۵ نیز به راحتی از این سرامیک استفاده کرد و نتیجه ای مطلوب گرفت. علاوه بر این برای استفاده بر روی فریم های فلزی Vintage Pro ساخته شده توسط CAD/CAM نیز ایده آل است.

یک سرامیک فلدسپات فیوز شونده به مقال است که طراحی شده تا رستوریشن های مقال سرامیک را در بالاترین میزان زیبایی و در کمترین زمان باز تولید کند.

برای ساخت Vintage PRO تمامی ویژگی های مثبت چهار نسل قبلی تثبیت و بهینه شده و جهت بهبود کیفیت پخت و سهولت بیشتر در استفاده، متریال سرامیکی پایه با مواد جدید ترکیب شده است.

#### نکات در مورد استفاده

- از مایع اپک خمیری Vintage PRO برای مواد دیگری غیر از اپک خمیری Vintage PRO استفاده نکنید.
- از مایع اپک پودری Vintage PRO برای مواد دیگری غیر از اپک پودری Vintage PRO استفاده نکنید.
- از مایع اپک Vintage PRO برای اپک خمیری یا اپک پودری استفاده نکنید.
- هنگامی که پرسلن مخلوط شده با مایع پودر Vintage خشک شد از آب مقطر استفاده کنید.
- از مایع پودر مارجین تنها برای پودر های مارجین استفاده کنید.
- از مایع CPM تنها برای پودر های مارجین و ترمیم استفاده کنید.
- از اعمال بیش از حد مایع سپراتور بر روی گچ خودداری کنید.

#### کاربرد :

- ساخت روکش مبتنی بر فریم فلزی
- موارد منع مصرف
- استفاده بر روی فریم زیرکونیوم و یا تیتانیوم

### اقدامات احتیاطی و هشدارها

#### Vintage PRO برای پودر پرسلن

- لیکوئید های VINTAGE یا ترکیب آنها با پرسلن را با دست لمس نکنید. لیکوئید های VINTAGE نباید با چشم یا پوست تماس پیدا کند. در صورت تماس اتفاقی با پوست ، بالافاصله با پنبه مرتبط شده با الکل دست را پاک کنید . در صورت تماس با چشم بالافاصله چشم ها را با آب زیاد شستشو داده و به پزشک مراجعه کنید.
- اگر هرگونه التهاب یا سایر واکنش های آرژیک روی بیمار یا تکنسین رخ داد ، بالافاصله مصرف آن را قطع کنید و به پزشک مراجعه کنید.
- از قرار دادن لیکوئید ها در کنار مواد مشتعل خود داری کنید چرا که لیکوئید های Vintage به شدت آتشزا هستند.
- از مایعات VINTAGE در مناطق با تهویه مناسب استفاده کنید.
- لیکوئید های VINTAGE را در مناطقی با درجه حرارت بالا مانند نزدیک بخاری و غیره نگذارید و از قرار دادن آن ها در معرض نور مستقیم خورشید خودداری کنید.
- بعد از هر بار استفاده درب قوطی ها را محکم ببندید.

#### برای تمام موارد

- هیچ یک از محصولات را خارج از دستورالعمل تعریف شده در این دفترچه استفاده نکنید.
- تمام آیتم های سرامیک Vintage PRO باید تنها توسط تکنسین های دندانسازی مورد استفاده قرار بگیرند.

### نگهداری

#### Vintage PRO برای پودر پرسلن

- در اتاق با درجه دمای بین ۱ تا ۳۵ درجه سانتی گراد نگهداری شود.
- از قرار دادن در معرض نور مستقیم خورشید خودداری کنید.

#### Vintage PRO لیکوئید های

- دربوش را محکم ببندید و در دمای اتاق نگهداری کنید.
- از قرار دادن در معرض نور مستقیم خورشید و مواد مشتعل خودداری کنید.
- ماژیک سپراتور پرسلن VINTAGE MARGIN را به صورت افقی نگهداری کنید. هنگامی که آن را به صورت عمودی قرار می دهید، همیشه درپوش را به سمت بالا نگه دارید. مایع ممکن است هنگام قرار دادن در یک جهت مخالف برای مدت طولانی نشت کند.

TG Glass transition دما [°C]	CTE [ $\times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ ] (۲۵-۵۰۰ °C) پخت چهارم	CTE [ $\times 10^{-6} \text{K}^{-1}$ ] (۲۵-۵۰۰ °C) پخت دوم	VINTAGE PRO
۵۹۸	۱۱.۵	۱۱.۵	اپک BASE (واش) پودری
۵۹۴	۱۲.۴	۱۲.۴	اپک پودری
۵۹۸	۱۱.۵	۱۱.۵	اپک BASE (واش) خمیری
۵۹۴	۱۲.۴	۱۲.۴	اپک خمیری
۵۹۴	۱۳.۰	۱۳.۰	مارجین
۵۸۰	۱۳.۰	۱۳.۰	سرویکال، بادی، اپک دتین، اپال، انسیزال، اپال افکت، انامل افکت، کالر افکت، رنگ لشه
۵۸۵	۱۱.۰	۱۱.۰	پودر ترمیم

### دهای پخت

برای پخت آرمایشی، ترجیحاً پرسلن T-Glass را با مایع پودر VINTAGE Mixing Liquid-HC مخلوط کرده و نمونه آن را پخت دهید.

اگر نمونه پس از پخت واضح و کمی برآق به نظر برسد، برنامه پخت صحیح بوده است (شکل ۱).

اگر سرامیک پس از پخت کدر و ناهمنگ بود، درجه پخت صحیح به دست نیامده است (شکل ۲). در این حالت دما باید مرحله به جرله هر بار ۵ درجه افزایش یابد.

همچنین اگر درجه حرارت نهايی خيلي زیاد باشد، سرامیک پس از پخت درخشش بالايی را نشان می دهد و لبه ها تیزی خود را از دست داده و گرد می شوند.



شکل ۱



شکل ۲

هنگام پخت پرسلن های دندانپزشکی، نتایج نه تنها به طراحی کوره پرسلن بستگی دارد، بلکه تا حد زیادی به نوع و اندازه قطعه کار، برنامه پخت و طراحی فریم نیز بستگی دارد. عوامل اضافی مؤثر بر درجه صحیح پخت عبارتند از:

- دمای خشک کردن ( Dry time / preheat time )
- سرعت افزایش دما ( heat rate )
- دمای پخت نهایی
- هلد تایم
- میزان وکیوم و دمای شروع و پایان آن
- موقعیت و نحوه قرارگیری پرسلن در کوره
- رنگ پایه پرسلن ( تیره یا روشن )

**نکته:** توصیه می شود برای تست برنامه پخت خود، پیش از استفاده از پرسلن هایک پخت آرمایشی انجام دهید.

### اپک مودیفایر - ۷ رنگ

اپک های مات طراحی شده برای طراحی و ایجاد جزئیات موجود به صورت پودری و خمیری

### اپک خمیری / اپک پودری - ۲۱ رنگ

طراحی شده برای پوشاندن تیرگی آلیاژ موجود به صورت پودری و خمیری

### پودر مارجین افکت - ۷ رنگ

برای ایجاد جزئیات در قسمت مارجین

### پودر مارجین - ۷ رنگ

دارای اپسیتی و فلورسنس بالاتر از بادی برای ساخت مارجین

### اپک دتین - ۱۸ رنگ

دتین با اپسیتی بالا برای قسمت هایی که فضای برای پودر گذاری انداز است جهت جلوگیری از اپک نما شدن سرامیک

### پودر سرویکال - ۴ رنگ

پرسلن طراحی شده برای تشدید رنگ نواحی سرویکال

### اپال - ۶ رنگ

انسیزال اپالسنٹ - طراحی شده برای بازسازی نواحی اناملی دندان با بازتاب نوری مشابه دندان طبیعی

### بادی - ۲۰ رنگ

رنگ دتین - طراحی شده برای بازسازی دندان طبیعی بیمار

### انسیزال - ۴ رنگ

انسیزال بدون اپالسنٹ

### اپال افکت - ۹ رنگ

انسیزال و ترنسلوسنت اپالسنٹ در رنگ های متنوع

### کالر افکت

برای ایجاد جزئیات - قابل ترکیب با پودر بادی یا اپک دتین

### انامل افکت - ۱۳ رنگ

بدون اپالسنٹ - ترنسلوسنت در رنگ های متنوع

### پودر ترمیم - ۴ رنگ

برای ترمیم بادی ، ترنسلوسنت و گلیز بعد پخت با دمای پخت پایین

### رنگ لشه - ۶ رنگ

برای بازسازی بافت لشه

### مایع ها

#### مایع اپک خمیری

برای مدیریت میزان رطوبت و ویسکوزیتی اپک خمیری

Vintage PRO جهت افزایش ویسکوزیتی

مشابه با اپک خمیری.

#### VINTAGE Mixing Liquid-HC

مایع پودر شوفو - قابل ترکیب با آب مقظر جهت تنظیم ویسکوزیتی. مدت زمان مرتبط ماندن پرسلن هنگام استفاده از این مایع بیشتر از مایع پودر دیگر است.

#### VINTAGE Mixing Liquid

مایع پودر شوفو - قابل ترکیب با آب مقظر جهت تنظیم ویسکوزیتی.

#### VINTAGE Margin Hardening Liquid

مایع پودر مارجین جهت افزایش استحکام پودر مارجین پرسلن

#### VINTAGE MARGIN Porcelain Isolation Liquid

مایع سپراتور - موجود در فرم مازیک و لیکوئید

#### VINTAGE CPM Modelling Liquid

مایع پودر شوفو - برای پودر های ترمیم.

## طراحی

ضخامت دیواره های فریم های فلزی باید برای کراون ها حداقل ۳.۰ میلی متر و برای واحد های برج ۵.۰ میلی متر باشد.

**توجه:** لطفاً حتماً توصیه های مربوط به استفاده از آلیاژ توسط سازنده ی آلیاژ را رعایت کنید!

طراحی فریم فلزی مناسب یک عامل مهم برای ایجاد باندینگ مستحکم میان پرسلن و آلیاژ است. برای باز تولید یک دندان باید به نکات آناتومیک بسیاری در نواحی کاسپ و لبه ی انسیزال توجه کرد . به این ترتیب ، تنش های اکلوزالی به طور مستقیم توسط پرسلن تحمل نمی شوند ، بلکه به فریم انتقال می یابند.

ضخامت لایه پرسلن یکنواخت بیش از ۲۰.۰ میلی متر خطر و استرس تنش زیاد را کاهش می دهد. همچنین فریم های فلزی سایز کوچک به افزایش شرینکیج منجر خواهند شد. فریم های سایز بزرگ نیز به اندازه ی کافی از پرسلن پشتیبانی نمی کنند.

## آماده سازی

فریم باید قبل از پرسلن گذاری، عاری از حفره و آلوگی باشد. ترجیحاً باید آن را با فرز کار باید یا مولت های سنگی آماده کرد . لبه های تیز روی سطح فریم نیز باید برداشته و گرد شود .



فریم فلزی پس از سنگ زدن




فریم فلزی پس از آماده سازی

سپس فریم را باید با استفاده از اکسید آلمینیوم ۱۲۰-۱۵۰ میکرومتر و در زاویه ۴۵ درجه با دقت سندبلاست کرد. اندازه صحیح ذرات و فشار سندبلاست به نوع و سختی آلیاژ مورد استفاده بستگی دارد. سندبلاست شدن فریم باعث افزایش باندینگ میکرومکانیکی سطح می شود. بعد از استیم کلینینگ (بخارشویی) و خشک کردن ، فریم برای پرسلن گذاری آماده است.

## طراحی و آماده سازی فریم

### طراحی فریم برای مارجین پرسلن



هنگام ایجاد مارجین پرسلن ، اطمینان حاصل کنید که فریم از پرسلن قسمت انتهای دندان ساپورت می کند. فریم را تا لبه شولدر یا لبه چمفر کاهش دهید. برای فریم در فضاهای بین دندانی ، به منظور ادغام بینه ترمیم در مناطق مربوط به زیبایی شناسی و جلوگیری از هرگونه سایه این کار بسیار اهمیت دارد.


هر لبه فلزی تولید شده توسط این فرآیند کاهش نیاز دارد که گرد و نازک گردد. پرسلن مارجین باید به طور یکنواخت توسط چارچوب فلزی پشتیبانی شود.



فریم قبل از دگاز

سپس فریم را باید با استفاده از اکسید آلومینیوم ۱۰-۵۰ میکرومتر و در زاویه ۴۵ درجه با دقت سندبلاست کرد. اندازه صحیح ذرات و فشار سندبلاست به نوع و سختی آبیاز مورد استفاده بستگی دارد. سندبلاست شدن فریم باعث افزایش باندینگ میکرومکانیکی سطح می شود.

بعد از استیم کلینینگ (بخار شویی) و خشک کردن ، فریم برای پرسلن گذاری آماده است.



فریم بعد از دگاز

## اپک خمیری / اپک پودری

اپک پودری به نسبت ۲ به ۱ با مایع مخصوص اپک پودری VINTAGE PRO POWDER OPAQUE LIQUID می شود تا به یک مخلوط خامه ای برسیم. دمای پخت و دیگر ویژگی های اپک خمیری و پودری سری VINTAGE PRO مشابه یکدیگر است. استفاده از مایع اپک پودری شوفو باعث می شود به ترکیبی همانند اپک خمیری برسیم به شکلی که در نازک ترین ذخامت رنگ دهی و پوشانندگی عالی همانند اپک خمیری داشته باشیم. همچنین استفاده از مایع اپک پودری باعث افزایش مدت مرطوب ماندن اپک می شود.

هر ۲ اپک پودری یا خمیری باندینگ و رنگ دهی بی نظیری به ما میدهند.

**توجه:** زمان خشک شدن و پارامترهای پخت اپک پودری مخلوط شده با مایع اپک پودری با برنامه پخت اپک خمیری یکسان است ! لطفاً از هرگونه ترکیب مایع اپک پودری و مایع اپک خمیری با آب خودداری کنید ، زیرا ممکن است حین پخت باعث ایجاد حباب یا ترک در اپک شود!

تیرگی فریم فلزی را می توان با اپک خمیری یا اپک پودری پوشاند.

اپک خمیری به صورت آماده و در قوام مورد نظر قابل استفاده است . همچنین در صورت لزوم میتوان از مایع VINTAGE PRO PASTE OPAQUE LIQUID برای تنظیم غلظت و قوام اپک استفاده کرد. اگر پس از مدتی اپک خشک شد می توان مقدار اپک مورد نظر را بر روی اسلپ پودرگذاری به وسیله ی یک اسپاتول پلاستیکی با مایع VINTAGE PRO PASTE OPAQUE LIQUID ترکیب کرد تا به قوام مورد نظر برسیم.

**توجه:** لطفاً از ترکیب مایع اپک خمیری با آب خودداری کنید ، زیرا ممکن است حین پخت باعث ایجاد حباب یا ترک در اپک شود !



هنگامی که اپک ها به طور صحیح مخلوط شوند ، قوام آن ها باید خامه ای و چسبناک باشد ، اما خیلی نازک نباشد.

برسد. مقدار کافی از مایع مخصوص اپک را در کنار آن روی اسلپ پودرگذاری ریخته تا بتوانید قلم مو یا اینسترومانت خود را خیس کنید. اپک BASE را در یک لایه نازک اپک گذاری کنید. فریم تنها باید حدود ۳۰٪ پوشانده شود. سپس فریم را مطابق با برنامه پخت اپک ۱، پخت و اش دهید.

### اپک BASE (واش)

با توجه به ساختار ریز ذرات و رنگ نارنجی طلایی، اپک BASE رنگی دلپذیر، گرم و استحکام باندینگ بسیار مناسبی را فراهم می کند. به خصوص هنگامی که برای آلبیازهای غیر گرانبها استفاده شود. اپک BASE خمیری یا پودری را با دقت و با یک اسپاتول تمیز مخلوط کنید تا به قوام مورد نظر




اپک BASE با پوشانندگی حدود ۳۰٪ اپک گذاری و پخت و اش داده می شود.

اپک BASE توسط یک اینسترومانت با سرتوبی یا قلم مو اپک گذاری می شود.

### اپک (SHADE OPAQUE)

روش دیگر، پس از پخت اپک BASE، شید اپک را همانطور که پیشتر توضیح داده شد اپک گذاری و طبق برنامه پخت مشخص شده پخت دهید.

برای اپک دوم، شید اپک را بر اساس رنگ مورد نظر بر روی فریم اپک گذاری کنید. در صورت استفاده از اپک پودری آن را با مایع مخصوص اپک پودری شوفو ترکیب کنید تا به یک قوام خامه ای برسید و سپس با قلم مو یا اسپاتول بر روی فریم اپک گذاری کنید.




بعد از پخت، اپک VINTAGE PRO رنگی مات و غیر ترانسپرنت پیدا می کند. تیرگی فریم باید باید کاملاً توسط اپک پوشانده شده باشد.




شید اپک در یک ضخامت گافی با اسپاتول یا قلم مو اپک گذاری می شود.


لیرینگ استاندارد با پرسلن های اپالسنس



لیرینگ تخصصی با پرسلن های اپالسنس



لیرینگ استاندارد با انسیزال های بدون اپالسنس



## لیرینگ استاندارد با پرسلن های اپال



برای جلوگیری از چسبیدن پرسلن به گچ از مازیک / مایع سپراتور استفاده میکنیم.

تمام اجزای سیستم پرسلن بهینه و با یکدیگر هماهنگ شده اند ، به طوری که حتی با تکنیک لیرینگ استاندارد ۳ لایه با پرسلن های بادی، اپال انسیزال و اپال ترنسلوسنت شما می توانید به رنگ مورد نظر بررسید و ترمیم های بسیار زیبایی ایجاد کنید. اگر فضای کمی در دسترس باشد (کمتر از ۰.۶ میلی متر) ، یا هنگامی که ونیر پوتیک داریم ، برای جلوگیری از اپک نما شدن می توان از پودر اپک دتین استفاده کرد.

VINTAGE Mixing ترجیحاً پرسلن ها را با مایع پودر Liquid-HC مخلوط کنید. این ماده باعث ایجاد قوام مناسب پرسلن و ساده تر شدن فرایند پودرگذاری و کاهش شرینکیج شده و از خشک شدن سریع پودر جلوگیری می کند



استفاده از اپک دتین در مناطقی که فضای کم است باعث جلوگیری از اپک نما شدن کار می شود.

### اپک دتین

رنگ بادی و اپک دتین تقریباً یکسان است ، اما اپاسیتی اپک دتین کمی بیشتر است. از اپک دتین در مناطقی مانند پوتیک ها و لبه های انسیزال استفاده کنید که فضای برای پودرگذاری کم است و به این ترتیب از اپک نما شدن کار خود جلوگیری کنید.



دتین به درستی شکل داده شده و فضای مدد نظر برای اتمام و ترنسلوسنت در نظر گرفته شده است.

### بادی

برای کنترل بهینه‌ی اندازه ، شکل و موقعیت دندان ، توصیه می کنیم در ابتدا پرسلن بادی را فول کاترور (بازآفرینی شکل کامل دندان) بسازید. سپس پودر را کاندنس کرده و از تکنیک کات بک استفاده کنید تا دقیقاً به آنatomی طبیعی دندان برسید. از طرف دیگر ، بادی را می توان مستقیماً ساخته و کاندنس کرد ، که شامل یک ساختار مملومن است.

قبل استفاده از انسیزال و اپال ترنسلوست T OPAL باید سطح دتین را به دقت با استفاده از قلم مو مرطوب کنیم تا به سطحی یکنواخت برسیم.




یک لایه نازک از ترنسلوست میان دتین و انامل به انتشار بیشتر نور و ایجاد عمق در پرسلن کمک میکند.

### اپال ترنسلوست

ابتدا پودر اپال ترنسلوست T OPAL را به قسمت های ماملون و مارجین به عنوان یک لایه میانی برای پشتیبانی از انتشار نور اضافه کنید.



پودرگذاری اپال انامل ها



جداسازی مناسب در ناحیه بین دندانی تا اپک منجر به کاهش شرینکیج طی پخت ۱ سرامیک می شود.

پس از برداشتن رستوریشن از روی مدل ، از اپک دتین یا بادی و اپال انسیزال برای کامل کردن کانتکت پوینت ها استفاده کنید. رستوریشن را به آرامی کاندنس کنید تا رطوبت آن گرفته شود. این کار به کاهش شرینکیج و افزایش درخشندگی پرسلن پس از پخت کمک می کند.

## لیرینگ استاندارد با پرسلن های اپال

پس از پایان بیلد آپ ، رستوریشن را بر روی پایه پرسلن لانه زنبوری قرار داده و طبق برنامه‌ی پخت ۱ پرسلن ، پخت دهید.



پس از پخت ۱ ، رستوریشن باید کمی برآق باشد. هر گونه شرینکیج احتمالی بین دندانی با اضافه کردن پرسلن در پخت بعدی اصلاح خواهد شد.

### پخت بادی ۲ / اپال انسیزال

ابتدا ، قسمت های بین دندانی را با اپک دتین یا بادی پر کنید. بعد از کاندنس سرامیک ، یکی از این سرامیک ها در پوتیک ها قرار دهید. سپس شکل آناتومیک دندان را با استفاده از اپال انسیزال و اپال ترنسلوست طراحی کنید.

### اصلاح پس از پخت

در حالت ایده آل ، ترمیم پس از پخت باید کمی برآق باشد. اصلاحات بعدی پرسلن برای تنظیم فرم و شکل می تواند به شکل مستقیم با مولت ها انجام شود. اما اگر در این مرحله به اصلاح فرم با کمک مولت های سنگی نیاز باشد ، باید سطح سرامیک پس از آن با اکسید آلمینیوم ۵۰ میکرون سندبلاست شود تا آگوچی ها از بین بروند.

پس از این اصلاحات ، رستوریشن را بخارشوی و خشک کنید.



پس از پر کردن قسمت های بین دندانی ، شکل آناتومیک دندان با استفاده از اپال انسیزال و اپال ترنسلوست طراحی می شود.

rstوریشن را از روی مدل برداشته و کاتکت پوینت ها و فضاهای بین دندانی را بررسی کنید. در صورت نیاز ، کمی از فضای بین دندانی برداشته و دتین اضافه کنید. سپس رستوریشن را بر روی پایه پرسلن قرار داده و مطابق برنامه‌ی پخت ، پخت دوم سرامیک را انجام دهید.




رنستوریشن پس از پخت دوم بادی بر روی مدل قرار گرفته است.

### کاتتورینگ و آماده سازی برای پخت گلیز

برای اصلاح شکل یا کاتتورینگ بعد از پخت، استفاده از مولت های سیلیکون کارباید مانند Dura-Green یا Dura-Green DIA را توصیه می کنیم. Dura-Green DIA از طرف دیگر می توان از مولت های الماسه نرم تیز می توان استفاده کرد.

پس از تنظیم کاترکت پوینت ها و سطوح پایه، رستوریشن را در فضاهای بین دندانی، سرویکال و لبه های انسیزالی و همچنین سطوح مزیال و دیستال کاتتور کنید.



شکل های دندان و جزئیات در سطوح مقعر و محدب به طور صحیح با مولت های Dura-Green کاتتور می شوند.



پس از آن، پولیش با پولیشر های سیلیکونی مانند SoftCut یا CeraMaster به افزایش درخشندگی مناطق یا سطوحی که باید پس از پخت گلیز برآق باشند (به عنوان مثال پایه های پوتیک) کمک می کند. قبل از پخت گلیز، رستوریشن را کاملاً بخار شویی کرده و خشک کنید.



رنستوریشن به شکل دقیقی کاتتور شده است.



برآقی سطح پس از استفاده از پولیشرهای سیلیکونی افزایش پیدا کرده است.

## لیرینگ استاندارد با پرسلن های اپال

### پخت گلیز



یک لایه نازک از خمیر گلیز باعث ایجاد درخشندگی مطلوب بر سطح رستوریشن می شود

**توجه :** استفاده از خمیر گلیز به تنها یعنی ( بدون ترکیب با مایع گلیز ) باعث مات شدن سطح رستوریشن می شود.

ایجاد لکه های رنگی یا تغییرات جزئی رنگ با استینین های Vintage ART انجام می شود و پخت آن مطابق با برنامه های پخت گلیز است.

پخت گلیز گامی است که طی آن می توان خصوصیات جزئی یا اصلاحات رنگ را با استفاده از استینین های فلورسنت VINTAGE Art انجام داد.  
اگر اصلاح رنگ لازم است ، توصیه می کنیم قبل از پخت گلیز ، ابتدا رنگ آمیزی را انجام دهید. برای کسب اطلاعات دقیق در مورد نحوه ایستینینگ ، لطفاً به دستورالعمل های استفاده از استینین های Vintage Art مراجعه کنید.

مقدار مورد نیاز از خمیر گلیز را برشته و آن را با مایع گلیز رقيق کنید. سپس یک لایه نازک از ترکیب به دست آمده را بر روی رستوریشن کشیده و مطابق جدول پخت ، پخت دهید.



### فینیشینگ

پس از پخت گلیز ، سطح براق رستوریشن را می توان مجدد با پولیشر سیلیکونی ( به عنوان مثال CeraMaster ) یا خمیر پولیش آغشته به الماس ( به عنوان مثال Dura Polish DIA ) پرداخت کنیم تا به نهایت درخشندگی و زیبایی برسیم.



... و پالتال



rstوریشن نهایی از نمای لیبیال...



لبه مارجین با استفاده از مازیک سپراتور ایزوله شده است.

**توجه:** اگر مایع سپراتور VINTAGE Margin ضخیم استفاده شود و روی سطح داخلی رستوریشن باقی بماند ، ترمیم ممکن است هنگام پخت سیاه شود.



مارجین گذاری انجام شده و رستوریشن آماده ی پخت است.



پس از پخت، ممکن است لازم باشد با از بین بردن هرگونه نقص مارجین پرسلن تنظیم شود.

### لیرینگ مارجین پرسلن - پخت ۱

پودر مارجین پرسلن نور را در نقطه‌ای که دندان و لثه به هم می‌رسند منتقل می‌کند. پودر مارجین VINTAGE PRO استحکام و فلورسانس بالایی دارد. همچنین شرینکیج کم و پایداری عالی در لبه مارجین از ویژگی‌های برجسته‌ی این پودر می‌باشد.

قبل از استفاده از مارجین پرسلن ، ابتدا لبه‌ی مارجین مدل را به وسیله‌ی مازیک سپراتور ایزوله کنید تا از چسبیدن پودر به گچ جلوگیری شود. این کار را یک یا ۲ بار تکرار و ۳۰ ثانیه صبرکنید تا مایع به خوبی خشک شود.

پودر مارجین را با آب مقطر یا مایع مارجین Vintage مخلوط کنید تا به قوام مناسب و خمیری برسد.

پودر مارجین را با استفاده از قلم مو یا اسپاتول در قسمت سرویکال پودرگذاری کنید و آنرا به آرامی ویبره و کاندنس کنید. سپس پودر را با شوار خشک کنید تا مقداری از رطوبت سرامیک تبخیر شود. در نهایت هرگونه پرسلن اضافی را به وسیله‌ی یک قلم مو خشک جدا کنید.

فریم را با دقیقت از قالب جدا کنید ، مطمئن شوید که پرسلن روی سطح داخلی رستوریشن باقی نمانده و هیچ ماده اضافی از روی سطح برداشته نشده باشد. سپس پخت مارجین ۱ را انجام دهید.

**توجه:** جهت ایجاد جزئیات در قسمت مارجین ، می‌توان از پرسلن‌های افکت Margin Effect استفاده کرد.

قبل از اضافه کردن هرگونه پرسلن بر روی رستوریشن آن را بخار شوی و کاملاً تمیز کرده و سپس خشک کنید.

علاوه بر تکنیک لیرینگ استاندارد، گزینه های نامحدودی برای سفارشی سازی رستوریشن ها با کمک پرسلن های ترنسلوسنت، انسیزال اپال و افکت ها وجود دارد که بر اساس وضعیت بالینی فرد امکان پذیر است.



لایه ی دوم مارجین پرسلن جهت جبران شرینکیج استفاده می شود.

### مارجین پرسلن - پخت ۲

جبران انقباض پخت و تناسب مارجین پرسلن با پخت دوم باید یهینه شود. قبل از استفاده از لایه ی دوم مارجین پرسلن، لبه های مدل را مجدداً با ماژیک سپراتور VINTAGE Margin ایزوله کنید. برای یهینه سازی تناسب، همان پرسلن های مارجین ای را که برای لایه اول مارجین استفاده کرده اید با آب مقطر مخلوط کنید. مقدار کمی پرسلن مارجین را در قسمت مارجین پودر گذاری و رستوریشن را بر روی مدل قرار دهید. سپس مارجین را کامل کرده و پودر را با کمی ویبره کاندنس کنید.

**توجه:** هنگام قرار دادن رستوریشن بر روی مدل، حتماً آن را برای جهت اندازه بودن بررسی کرده و در صورت لزوم با یک ویبره جزئی، آن را بهبود بخشید.



مارجین پرسلن پس از پخت دوم


مارجین پرسلن کامل شده را با سشووار کمی خشک کنید و فریم را از مدل جدا کنید. اطمینان حاصل کنید که هیچ ذره چینی روی سطوح داخلی رستوریشن باقی نمانده و مواد اضافی آن برداشته شده باشد. سپس ترمیم را روی پایه پرسلن لانه زنبوری قرار دهید و پخت مارجین ۲ را انجام دهید.

**توجه:** پس از پخت، ممکن است لازم باشد با از بین بردن هرگونه نقص جزئی، مارجین پرسلن تنظیم شود.

**توجه:** قبل از اضافه کردن هرگونه پرسلن بر روی رستوریشن، رستوریشن را بخار شویی و کاملاً تمیز کرده و آن را خشک کنید. هرگونه ترمیم مارجین پرسلن، حتی پس از پخت گلیز، می تواند با استفاده از پودر CPM (ترمیم حاشیه پرسلن) انجام شود. کاربرد این پودر ها در صفحه ۲۷ ("پودر های ترمیم") شرح داده شده است.



فریم با اپک BASE پوشانده شده است.



هنگام استفاده از شید اپک ، ابتدا نواحی مورد نظر خود را برای سفارشی کردن (مانند تاحیه انسیزالی، سرویکال یا اکلوزال) کنار گذارید.

اپک مودیفایر ها را می توان به تنها یی یا در ترکیب با اپک خمیری / پودری استفاده کرد. از این رنگ ها برای تکمیل مناطقی که از پیش نگه داشته اید استفاده کنید و مطابق جدول پخت ، پخت ۲ اپک را انجام دهید.

**توجه:** پس از پخت و خنک کردن فریم فلزی پوشیده با اپک BASE یا شید اپک را باید بخار شویی و سپس خشک کرد. متعاقباً ، پس از آن فریم را فقط با پنس لمس کنید!



شید اپک ، قبل و بعد از پخت دوم.

### اپک BASE (واش)

با توجه به ساختار ذرات ریز و رنگ نارنجی طلایی ، اپک BASE رنگی دلپذیر ، گرم و استحکام باندینگ بسیار مناسبی را فراهم می کند ، به خصوص هنگامی که برای آلبیازهای غیر قیمتی استفاده شود.

اپک BASE خمیری یا پودری را با دقیقت و با یک اسپاتول تمیز مخلوط کنید تا به قوام موردنظر برسد. مقدار کافی از مایع مخصوص اپک را در کنار آن روی اسلپ پودرگذاری ریخته تا بتوانید قلم مو یا اینسترومانت خود را خیس کنید.

اپک BASE را در یک لایه نازک مطابق با برنامه پخت اپک ۱ ، پخت واش دهید.

### اپک (SHADE OPAQUE)

برای اپک دوم ، شید اپک را بر اساس رنگ مورد نظر بر روی فریم اپک گذاری کنید. در صورت استفاده از اپک پودری آن را با مایع مخصوص اپک پودری شوفو ترکیب کنید تا به یک قوام خامه ای برسید و سپس با قلم مو یا اسپاتول بر روی فریم اپک گذاری کنید.

روش دیگر ، پس از پخت اپک BASE ، شید اپک را همانطور که پیشتر توضیح داده شد اپک گذاری و طبق برنامه پخت مشخص شده پخت دهید.

در هر ۲ حالت ، برای ایجاد جزئیات بر روی اپک می توانید از اپک مودیفایر ها استفاده کنید.

## لیرینگ تخصصی با پرسلن های اپال

علاوه بر تکنیک لیرینگ استاندارد ، گزینه های نامحدودی برای سفارشی سازی ترمیم ها با کمک پرسلن های انسیزال اپال ، ترنسلوسنت و افکت ها وجود دارد که بر اساس وضعیت بالینی بیمار امکان پذیر است.



برای جلوگیری از چسبیدن پرسلن به کچ از مازیک یا مایع سپراتور استفاده میکنیم.

پیش از لیرینگ پرسلن ، مدل و دای باید به وسیله مازیک سپراتور ایزوله شوند.

VINTAGE Mixing Liquid-HC مخلوط کنید. این ماده باعث ایجاد قوام مناسب پرسلن و ساده تر شدن فرایند پودرگذاری و کاهش شرینکیج می شود و از خشک شدن سریع پودر جلوگیری می کند.



استفاده از اپک دتین در مناطقی که فضای کم است باعث جلوگیری از اپک نما شدن کار می شود.

### اپک دتین

رنگ بادی و اپک دتین تقریباً یکسان است ، اما اپاسیتی اپک دتین کمی بیشتر است. از اپک دتین در مناطقی مانند پوتیک ها و لبه های انسیزال استفاده کنید که فضای برا برای پودر گذاری کم است و به این ترتیب از اپک نما شدن کار خود جلوگیری کنید.



دتین به درستی شکل داده شده و فضای مدد نظر برای اتمال و ترنسلوسنت در نظر گرفته شده است.

### بادی

برای کنترل بهینه ای اندازه ، شکل و موقعیت دندان توصیه می کنیم در ابتدا پرسلن بادی را فول کاتر (بازآفرینی شکل کامل دندان) بسازید. سپس پودر را کاندنس کرده و از تکنیک کات بک استفاده کنید تا دقیقاً به آنatomی طبیعی دندان برسید. از طرف دیگر ، بادی را می توان مستقیماً ساخته و کاندنس کرد ، که شامل یک ساختار مملون است.




قبل استفاده از انسیزال و اپال ترنسلوسنت باید سطح دتین را به دقت با استفاده از قلم مو مرطوب کنیم تا به سطحی یکنواخت برسیم.

#### اپال ترنسلوسنت ، اپال افکت و اپال انسیزال

علاوه بر رنگ های افکت برای ایجاد جزئیات در قسمت دتین ، این سیستم همچنین شامل طیف متنوعی از اپال ها و ترنسلوسنت افکت ها جهت ایجاد عمق و بازسازی قسمت انامل می باشد. تصاویر زیر نمونه هایی از نحوه استفاده از آنها برای لیرینگ تخصصی را نشان می دهد.

#### بیلدآپ تخصصی ناحیه ای انامل



## لیرینگ تخصصی با پرسلن های اپال



فرم و آناتومی دندان با لیرینگ اپال انسیزال و ترنسلوسنت تنظیم می شود. برای جبران شرینکیج پس از پخت و بدست آوردن شکل دندان مورد نظر رستوریشن در این مرحله باید کمی بزرگ باشد.



جداسازی مناسب در ناحیه بین دندانی تا اپک منجر به کاهش شرینکیج طی پخت ۱ سرامیک می شود.

پس از برداشتن رستوریشن از روی مدل ، از اپک دتین یا بادی و اپال انسیزال برای کامل کردن کاتکت پوینت ها استفاده کنید. رستوریشن را به آرامی کاندنس کنید تا رطوبت آن گرفته شود. این کار به کاهش شرینکیج و افزایش درخشندگی پرسلن پس از پخت کمک می کند.



پس از پایان بیلدآپ ، رستوریشن را بر روی پایه پرسلن لانه زنبوری قرار داده و طبق برنامه پخت ۱ پرسلن آن را پخت دهید.

پس از پخت ۱ ، رستوریشن باید کمی براق باشد. هر گونه شرینکیج احتمالی بین دندانی با اضافه کردن پرسلن در پخت بعدی اصلاح خواهد شد.

## اصلاح پس از پخت

در حالت ایده آل ، ترمیم پس از پخت باید کمی برآق باشد. اصلاحات بعدی پرسلن برای تنظیم فرم و شکل می تواند به شکل مستقیم با مولت ها انجام شود. اما اگر در این مرحله به اصلاح فرم با کمک مولت های سنگی نیاز باشد ، باید سطح سرامیک پس از آن با اکسید آلمینیوم ۵۰ میکرون سندبلاست شود تا آلودگی ها از بین بروند. پس از این اصلاحات، رستوریشن را بخارشویی و خشک کنید.



## پخت بادی ۲ / اپال انسیزال

ابتدا ، قسمت های بین دندانی را با اپک دتین یا بادی پر کنید. بعد از کاندنس سرامیک ، یکی از این سرامیک ها را در پوتیک ها قرار دهید. سپس شکل آناتومیک دندان را با استفاده از اپال انسیزال و اپال ترنسلوست طراحی کنید.



پس از پر کردن قسمت های بین دندانی ، شکل آناتومیک دندان با استفاده از اپال انسیزال و اپال ترنسلوست طراحی می شود.





رستوریشن پس از پخت دوم بادی بر روی مدل قرار گرفته است.

## کاتتورینگ و آماده سازی برای پخت گلیز

برای اصلاح شکل یا کاتتورینگ بعد از پخت، استفاده از مولت های سیلیکون کار باید مانند Dura-Green یا Dura-Green DIA را توصیه می کنیم. از طرف دیگر می توان از مولت های الماسه نرم نیز می توان استفاده کرد.

## لیرینگ تخصصی با پرسلن های اپال

پس از تنظیم کاتکت پوینت ها و سطوح پایه، رستوریشن را در فضاهای بین دندانی، سرویکال و لبه های انسيزالی و همچنین سطوح مزیال و دیستال کانتور کنید.



شكل دندان و جزئیات در سطوح مقعر و محدب به طور صحیح با مولت های Dura-Green کانتور می شوند.

پس از آن، پولیش با پولیشر های سیلیکونی مانند SoftCut یا CeraMaster یا افزایش درخشندگی مناطق یا سطوحی که باید پس از پخت گلیز برآق باشند (به عنوان مثال پایه های پوتیک) کمک می کند. قبل از پخت گلیز رستوریشن را کاملاً بخار شویی کرده و خشک کنید.



براقی سطح پس از استفاده از پولیشرهای سیلیکونی افزایش پیدا کرده است.

مقدار مورد نیاز از خمیر گلیز را برداشته و آن را با مایع گلیز رقیق کنید. سپس یک لایه نازک از ترکیب به دست آمده را بر روی رستوریشن کشیده و مطابق جدول پخت، پخت دهید.

## پخت گلیز

پخت گلیز گامی است که طی آن می‌توان خصوصیات جزئی یا اصلاحات رنگ را با استفاده از استین‌های فلورسنت VINTAGE Art انجام داد. اگر اصلاح رنگ لازم است، توصیه می‌کنیم قبل از پخت گلیز، ابتدا رنگ آمیزی را انجام دهید.

ایجاد لکه‌های رنگی یا تغییرات جزئی رنگ با استین‌های Vintage ART انجام می‌شود و پخت آن مطابق با برنامه‌ی پخت گلیز است.



## فینیشینگ

پس از پخت گلیز، سطح براق رستوریشن را می‌توان مجدد با پولیشر سیلیکونی (به عنوان مثال CeraMaster) یا خمیر پولیش آغشته به الماس (به عنوان مثال Dura Polish DIA) پرداخت کنیم تا به نهایت درخشندگی و زیبایی برسیم.



*Vintage PRO Color Table*

Shade	W0	W1	W2	W3	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4	
Base Opaque																					
Shade Opaque	W00	W10	W20	W30	A10	A20	A30	A3.50	A40	B10	B20	B30	B40	C10	C20	C30	C40	D20	D30	D40	
Cervical								A3B:2 AC:1	A3.5B:1 AC:1	A4B:1 AC:1			B3B:1 BC:1		C2B:2 CC:1	C3B:1 CC:1	D2B:1 DC:1	D3B:1 DC:1	BC:1 CC		
Margin	W0M NM:1	W0M:2 NM:1	W0M:1 NM:2		NM	A1M	A2M	A3M	A3.5M	A4M	NM:1 B2M:1	B2M:1 B4M	B2M:1 B4M	NM:1 C2M:1	C2M:1 C4M:1	C2M:1 C4M	NM:1 D3M:1	D3M:1 D4M:1			
Opaque Dentin	OD-W0 OD-N:1	OD-W0:2 OD-N:1	OD-W0:1 OD-N:2		OD-N	OD-A1	OD-A2	OD-A3	OD-A3.5	OD-A4	OD-B1	OD-B2	OD-B3	OD-B4	OD-C1	OD-C2	OD-C3	OD-C4	OD-D2	OD-D3	OD-D4
Body	W0B	W1B	W2B	W3B	A1B	A2B	A3B	A3.5B	A4B	B1B	B2B	B3B	B4B	C1B	C2B	C3B	C4B	D2B	D3B	D4B	
Opal	OPAL55	OPAL56	OPAL56	OPAL57:1	OPAL56:2	OPAL57	OPAL58	OPAL59	OPAL59	OPAL60	OPAL57	OPAL58	OPAL59	OPAL60	OPAL58	OPAL59	OPAL60	OPAL58	OPAL59	OPAL60	
Incisal					58	58	59	59	60	57	58	59	60	58	59	60	58	59	60	59	
Enamel Effect										T											

Opal	OPAL55	OPAL56	OPAL57	OPAL58	OPAL59	OPAL60														
Opal Effect	OPAL T	OPAL SL	OPAL MI	OPAL WB	OPAL WE	OPAL OC	OPAL AM-R	OPAL AM-Y	OPAL AM-V											
Incisal	57	58	59	60																
Enamel Effect	T	T-Glass	BT	PT	GT	YT	OT	BG	WT	AC-T	BC-T	CC-T	DC-T							
Margin Effect	CLM	LPM	DPM	OrM	BrM	MLM	MDM													
Color Effect	W	O	Br	Y	Bl	G	MP	MY	Mly	RED	RED-L									
Cervical	AC	BC	CC	DC																
Opaque Modifier	OM-G	OM-O	OM-Br	OM-Y	OM-BG	OM-LP	OM-DP													
Gum	Gum-LP	Gum-DP	Gum-V	Gum-Or	Gum-R	Gum-P														
Correction	ADD-ON B	ADD-ON T	CPM FINE	CPM																



قبل یا بعد از اتمام یک رستوریشن ، اصلاحات جزئی شکل ممکن است لازم باشد. برای این منظور ، سیستم پرسلن VINTAGE PRO شامل پودرهای لوفیوز مخصوص ترمیم است که می‌تواند پس از اتمام گلیز اعمال شود تا طیف مختلفی از نیازها را برآورده کند:

Vintage PRO ADD-ON B / ADD-ON T ■

Vintage PRO CPM / CPM Fine ■

### ترمیم با ADD-ON

مقدار کمی از پودر ON-ADD را مخلوط کرده و آن را با یک قلم مو خشک صاف کنید. سپس ترمیم را تحت وکیوم مطابق با برنامه پخت ترمیم پخت دهید.

پس از پخت ، رستوریشن را با پولیشر های سیلیکونی CeraMaster پولیش کرده و در نهایت با استفاده از خمیر پولیش الماسه سطح آن را پولیش کنید.

پودرهای ترمیم ADD-ON در ۲ مدل B (برای ناحیه بادی) و T (برای ناحیه انسیزالی) موجود است و ممکن است به عنوان مثال در کاتکت پوینت ها یا سطح پوتین اضافه شود. دمای پخت آنها تقریباً ۳۵ درجه سانتیگراد پایین تر از دیگر پرسلن ها است.

**توجه:** پودرهای ترمیم ADD-ON مایع CPM را منحصرأ با آب مقطر یا دیگری استفاده نکنید ، زیرا در هنگام پخت ترمیم رنگ سرامیک را تغییر می دهد.

### ترمیم مارجین پرسلن با CPM / CPM Fine

از پرسلن های CPM و CPM Fine برای اصلاح فیت بودن مارجین پرسلن پس از گلیز استفاده کنید. CPM برای اصلاحات کم مارجین و CPM Fine برای اصلاحات کوچک طراحی شده است. این دو پرسلن به طور اختصاری با CPM Modeling Liquid مخلوط کنید تا به قوام خمیری برسند.

پودر ترمیم CPM را در ناحیه لبه مارجین پودر گذاری کنید و ترمیم را به آرامی روی قالب فشار دهید. هرگونه مواد اضافی را جدا کرده و پرسلن را با یک قلم مو خشک صاف کنید.

### پودر رنگ لشه

برای بازتولید لشه ، سیستم پرسلن VINTAGE PRO شامل شش پودر رنگ لشه مختلف و دو اپک رنگ لشه در رنگ های OM-LP (صورتی روشن) و OM-DP (صورتی تیره) است.

## جدول پخت

کولینگ تایم	هد تایم	پایان وکیوم	دهمای نهایی	سرعت افزایش دما	شروع وکیوم	زمان خشک کردن	دهمای خشک کردن	
۳۰ ثانیه	۱ دقیقه	۹۶۰	۹۶۰	۶۰	۵۰۰	۶ دقیقه	۵۰۰	اپک واش (BASE) پودری
۳۰ ثانیه	۱ دقیقه	۹۵۰	۹۵۰	۶۰	۵۰۰	۶ دقیقه	۵۰۰	شید اپک پودری
۳۰ ثانیه	۱ دقیقه	۹۶۰	۹۶۰	۶۰	۵۰۰	۶ دقیقه	۵۰۰	اپک واش (BASE) خمیری
۳۰ ثانیه	۱ دقیقه	۹۵۰	۹۵۰	۶۰	۵۰۰	۶ دقیقه	۵۰۰	شید اپک خمیری
۳۰ ثانیه	۳۰ ثانیه	۹۴۰	۹۴۰	۵۰	۶۵۰	۶ دقیقه	۶۵۰	پخت ۱ مارجین
۳۰ ثانیه	۳۰ ثانیه	۹۳۰	۹۳۰	۵۰	۶۵۰	۶ دقیقه	۶۵۰	پخت ۲ مارجین
۳۰ ثانیه	۳۰ ثانیه	۹۱۰	۹۱۰	۵۰	۶۵۰	۷ دقیقه	۶۵۰	پخت ۱ سرویکال ، بادی ، اپک دستین ، اپال انسیزال ، اپال افکت ، انامل افکت ، کالر افکت
۳۰ ثانیه	۳۰ ثانیه	۹۰۰	۹۰۰	۵۰	۶۵۰	۷ دقیقه	۶۵۰	پخت ۲ سرویکال ، بادی ، اپک دستین ، اپال انسیزال ، اپال افکت ، انامل افکت ، کالر افکت
۳۰ ثانیه	-	-	۸۷۰	۶۰	-	۷ دقیقه	۶۰۰	گلیز و رنگ آمیزی
۳۰ ثانیه	۳۰ ثانیه	۹۰۰	۹۰۰	۵۰	۶۵۰	۸ دقیقه	۶۵۰	رنگ لشه
۳۰ ثانیه	۳۰ ثانیه	-	۹۰۰	۶۰	-	۷ دقیقه	۶۵۰	گلیز رنگ لشه
۳۰ ثانیه	۳۰ ثانیه	۸۷۰	۸۷۰	۶۰	۶۵۰	۶ دقیقه	۶۵۰	پودر ترمیم
۳۰ ثانیه	۳۰ ثانیه	-	۸۷۰	۶۰	-	۷ دقیقه	۶۵۰	گلیز ترمیم

**توجه:** لطفاً توجه داشته باشید که این داده ها تنها دستورالعمل هستند. اگر نتایج پخت شما از نظر رنگ ، شفافیت یا برآقیت در شرایط یهینه نباشد ، پارامترها باید مجدد تنظیم شوند.  
 بسته به نوع طراحی و ولتاژ عملکرد کوره پرسلن مورد استفاده ، شرایط پخت ممکن است متفاوت باشد. قبل از استفاده از پرسلن ها برای رستوریشن های واقعی ، انجام پخت های آزمایشی ، همانطور که در صفحه ۵ این دستورالعمل شرح داده شده است ، ضروری است.  
 هنگام استفاده از حجم زیادی از اپک پودری یا خمیری ، می توانید مدت زمان خشک کردن را طولانی تر کنید تا تمام مایع موجود در اپک به خوبی خشک شود.  
 هنگام پخت رستوریشن های بزرگ توصیه می شود دمای پخت را بالاتر ببرید.

## اپک خمیری / اپک پودری

مشکل	دلیل	راه حل	نکته
حباب	بروز تخلخل در فریم فلزی	اگر تخلخل ها زیاد است ، فریم را دوباره بسازید. اگر تخلخل ها کم است ، از سطح فریم با مولت های تمام الماس کم کنید.	اگر فریم فلزی دارای تخلخل هایی باشد که روی آن نتسوان اپک گذاری کرد ، تخلخلها به سوراهای کوچکی روی لایه اپک تبدیل می شوند. هوای موجود در خفره ها گرم شده و منبسط می شود و در نتیجه حباب های هوا ایجاد می شود.
وجود مقدار زیادی آب در اپک	هنگام تنظیم ویسکوزیتی خمیر ، آن را با مایع مخصوص ایک رقیق کنید. در صورت اپک گذاری با قلم مو ، آب اضافی را از قبل کاملاً از برس جدا کنید.	مایع اپک خمیری PRO دارای اجزای ارگانیک است و دما و زمان خشک شدن آن با آب متفاوت است.	
کوتاه مدت Dry time	حداقل زمان خشک کردن ۵ دقیقه باید باشد.	مایع اپک خمیری PRO دارای اجزای ارگانیک است.	
دمای خشک کردن بسیار بالا	زمان خشک شدن را که به طور خاص در این کتابچه راهنمای مشخص شده است دنبال کنید. هنگام استفاده از کوره ای که ترموکوپی آن در کنار میز خشک کن نصب شده باشد ، درجه حرارت خشک شدن باید حدود ۱۰۰ درجه سانتیگراد از درجه حرارت خشک شده تجویز شده در این کتابچه پایین تر باشد.	دماهی پخت بسته به کوره ای که استفاده می شود متفاوت است. قبل از پخت رستوریشن ، شرایط پخت کوره را بررسی کنید. در مواردی بعد از پخت سطح اپک را بررسی کنید. که محدب مشاهده می شود ، آنها را اصلاح کنید تا از ایجاد حباب در پخت های بعدی و پخت گلیز جلوگیری شود.	
اپک غیر همگن	اپک را به خوبی هم بزنید تا به ساختاری همگن برسید.	به آرامی مخلوط کنید تا از ایجاد حباب هوا جلوگیری شود.	
استفاده از ایکی که قبلاً استفاده و خشک شده.	از اپک جدید استفاده کنید.	اگر خمیر روی اسلپ خشک شود ، هوا درون خمیر گیر می کند و منبسط می شود. در نتیجه هنگام پخت به حباب های هوا تبدیل می شود.	
وکیوم ناکافی کوره	تنظیمات کوره را چک کنید. وکیوم کوره را چک کنید.	در صورت پخت با وکیوم ناکافی ، حباب های هوا در لایه های بین فریم فلزی و اپک باقی می مانند. سپس حباب های هوا هنگام پخت پرسلن بادی منبسط می شوند.	
پریدگی لایه اپک	پرسلن گذاری با وقفه پس از آماده سازی و رفع آسودگی فریم پخت دهید.	برای چالوگیری از باندینگ ضعیف ، اپک را بالاصله پس از رفع آسودگی ها پخت دهید.	
ترک های روی سطح سرامیک	زنایی نامناسب برنامه های پخت	اگر درجه حرارت خشک شدن بیش از حد بالا باشد و زمان خشک شدن بیش از حد طولانی باشد در نتیجه شرینکیج ایجاد می شود.	
رنگ متفاوت بعد از پخت	خمیر در خود آب زیادی دارد.	اگر ضخامت لایه اپک یکنواخت نباشد ، در سطح اپک ترک ایجاد می شود.	
درخشش در سطح پس از پخت	دمای خشک کردن خیلی طولانی است.	هنجام تنظیم ویسکوزیتی ، اپک پودری / خمیری را یا VINTAGE PRO Paste Opaque Liquid یا VINTAGE PRO Powder Opaque Liquid رقیق کنید. در صورت اپک گذاری با قلم مو ، آب اضافی را از قبل کاملاً از برس جدا کنید.	
تغییر رنگ به زردی	تحت تأثیر اجزا و فرمولاسیون آبیاز قرار دارد.	اگر آبیاز حاوی نقره است ، آبیازی را انتخاب کنید که میزان نقره آن ۳۰٪ یا کمتر باشد.	
تیره شدن رنگ	لایه اپک نازک است.	ضخیم تر اپک گذاری کنید.	

لیرینگ پرسلن

مشکل	دلیل	راه حل	نکته
بروز میکرو ترکهای سطحی پس از پخت	Dry time طولانی مدت	کاهش Dry time	ضخامت زیاد خمیر پرسلن ممکن است هنگام خشک شدن ترک های کوچکی ایجاد کند. آن ترکهای کوچک پس از پخت باقی می مانند که منجر به ایجاد ترک ها میکروسکوپی می شود.
رخ دادن ترک های انفجاری پس از پخت	Dry time کوتاه مدت	افزایش Dry time	پرسلن به سرعت در کوره گرم می شود. اگر مایع اضافی به دلیل خشک نشدن کافی باقی بماند باعث انفجار پرسلن از داخل می شود.
بلند شدن لایه سرامیک پس از پخت اول	چک کنید که سرامیک به خوبی کاندنس شده باشد.	کاندنس را با فرکانس کمتری انجام دهید.	اگر بیش از حد کاندنس شود ، پرسلن بیش از حد متراکم می شود که باعث جدا شدن از فریم فلزی می شود.
	کاندنس شده ای اسیزال را کمتر کاندنس کنید.	ناحیه ای سرویکال را بیشتر و ناحیه ای اسیزال را بیلدآپ به خوبی انجام شده است.	اگر اختلاف زیادی در ضخامت پرسلن بین قسمت لینگوال و قسمت لیبال وجود داشته باشد ، ممکن است پرسلن در ناحیه ای که ضخیم تر است کوچک شود.
عدم باندینگ پس از چند پخت	درخشش بیش از حد روی سطح پرسلن فونداسیون.	سطح پرسلن فونداسیون را سنگ بزنید تا درخشندگی آن از بین برود.	
جباب	لایه ای اپک دارای حباب است.	قبل از پودرگذاری بادی لایه ای اپک را چک کنید.	اگر حباب در لایه اپک محبوس شده باشد ، هنگام پخت آنها منبسط می شوند و منجر به ایجاد حباب در پرسلن بادی می شوند.
تغییر رنگ به زردی آبیاز قرار دارد.	دمای پخت بسیار بالا است.	دمای پخت را کاهش دهید	
	پرسلن آوده است.	آودگی ها را بردارید و مدت زمان خشک شدن را کمی افزایش دهید.	
	تحت تأثیر اجزا و فرمولاسیون آبیاز قرار دارد.	ترکیب آبیاز را بررسی کنید.	اگر آبیاز حاوی نقره است ، آبیازی را انتخاب کنید که میزان نقره آن ۳۵٪ یا کمتر باشد.
شفافیت ناکافی پس از گلیز	دمای پخت بسیار پایین است.	دمای پخت را چک کنید.	
کدر شدن سطح پرسلن آوردن رنگ مورد نظر	لایه های پرسلن هنگام بیلدآپ در یکدیگر فرو رفته اند.	هنگام بیلدآپ از ویبره و کاندنس بیش از حد خودداری کنید.	
	درجه وکیوم کوره کم یا نامناسب است.	وکیوم کوره را چک کنید.	
	لایه ای اپک خیلی نازک است.	پروسه ای خشک کردن را چک کنید.	ایک را ضخیم تر اپک گذاری کنید.



آوا طب برقا  
Ava Teb Borna

شرکت آوا طب برقا  
نماینده انحصاری محصولات لابراتواری شوفو ژاپن در ایران  
آدرس : تهران ، فیلیپ آزادی ، نبش اسکندری شمالی ،  
ساختمان ۱۴۲ ، طبقه ۵ ، واحد ۱۰  
تلفن : ۰۲۱-۶۶۹۲۸۴۵۴